

INDICATIONS

-Aiguilles siliconées
-Embase plastique fileté
-Pour tous systèmes d'injection ou seringues utilisées pour l'anesthésie dentaire.

Les dimensions de l'aiguille figurent sur la bague de sécurité ou sur le texte imprimé.

MODE D'EMPLOI

- 1.-Déchirer la bande de papier ou casser la soudure de sécurité qui garantit la stérilité, en tournant les 2 parties de l'étui protecteur en sens inverse.
- 2.-Séparer complètement les 2 parties de l'étui protecteur en enlevant le capuchon qui protège la partie arrière de l'aiguille qui sera fixée sur la seringue.
- 3.-Visser l'aiguille sur l'embout fileté de la seringue à l'aide de l'étui protecteur.
- 4.-Retirer l'étui protecteur grâce à un léger mouvement de rotation et procéder à l'injection (l'étui protecteur pourra être utilisé ultérieurement pour ôter l'aiguille de la seringue).
- 5.-Dévisser l'aiguille usagée de la seringue avec précaution, en utilisant l'étui protecteur ou tout autre moyen garantissant une protection contre les piqûres accidentelles.
Jeter l'aiguille usagée dans un container spécifique conforme à la législation en vigueur sur l'élimination des déchets médicaux.

MISES EN GARDE

Une force ou une pression physique extrême peut causer le bris de l'aiguille.
Éviter tout mouvement extrême ou répété de l'aiguille durant l'injection, car cela peut briser l'aiguille.
NE PAS REBOUCHER LES AIGUILLES À LA MAIN.
Ne pas plier, briser ou manipuler par ailleurs les aiguilles à la main.
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.
Le non-respect des mises en garde engage l'entière responsabilité de l'utilisateur.
Conserver dans un endroit propre et sec.

**Conseils lors des premières utilisations:
Le diamètre intérieur étant plus large, il n'est pas nécessaire d'exercer une forte pression lors de l'injection.**

La très bonne flexibilité de la XL exige une introduction de l'aiguille en douceur dans es tissus.

**Useful tips when first using the XL
The larger bore requires less pressure for injection.**

The excellent flexibility of the XL enables gentle insertion of the needle into the tissues.

INDICATIONS

-Threaded plastic hub.
-Needles can be used with all syringes and syringe systems in common use in dental anaesthesia.
The size of the needle is shown on the safety seal.

DIRECTIONS FOR USE

- 1.-Break the sterility guarantee seal just before use by turning the two parts of the protective sleeve in opposite directions.
- 2.-Completely separate the two parts of the protective sleeve by removing the sleeve's cap to reveal the end of the needle which will be fixed onto the syringe.
- 3.-Screw the plastic nozzle of the needle onto the threaded hub of the syringe by holding the second part of the sleeve which protects the other end of the needle.
- 4.-Remove the plastic protector with a slight twisting action just before the injection is administered. (It can be used again to remove the needle from the syringe to help avoid the risk of pricking).
- 5.-Unscrew the needle from the syringe carefully using the plastic protector or other means to help prevent risk of a needle prick.
Discard the needle into a waste disposal container in accordance with valid regulations.

WARNINGS

Extreme physical pressure or force may cause the needle to break.
Avoid extreme or repeated movement of the needle during injection as this may cause the needle to break.
DO NOT RECAP NEEDLES BY HAND.
Do not bend, break, or otherwise manipulate needles by hand.
Protect needles against high temperature and moisture.
Do not exceed the expiry date shown on the outer packaging.
The user is entirely responsible for any failure to comply with warnings
Store in dry and clean place