

TAILLES DISPONIBLES

TYPE D'ANESTHESIE

TYPE D'AIGUILLE

	Sous-muqueuse Zone papillaire	Péri-apicale Vestibulaire Maxillaires supérieur et inférieur	Péri-apicale maxillaire Palatine Maxillaire supérieur	Péri-apicale Linguale Maxillaire inférieur	Intra-osseuse Intra-septale	Intra-ligamentaire	Intra-pulpaire	Anesthésie régionale Tronculaire
30 G EXTRA-COURTE 0,30 x 8 mm	●●●	●			●	●●●		
30 G EXTRA-COURTE 0,30 x 12 mm	●●●	●	●	●		●●		
30 G COURTE 0,30 x 16 mm	●	●●●	●●●	●●●			●	
30 G COURTE 0,30 x 21 mm		●●●	●●●	●●●			●●●	
30 G COURTE 0,30 x 23 mm		●●	●●	●			●●	
30 G COURTE 0,30 x 25 mm		●●	●●	●			●	
27 G EXTRA-COURTE 0,40 x 8 mm	●				●●●	●●●		
27 G COURTE 0,40 x 16 mm		●	●	●	●			
27 G COURTE 0,40 x 21 mm		●●	●●	●●			●	
27 G COURTE 0,40 x 23 mm		●●	●●	●			●	
27 G COURTE 0,40 x 25 mm		●●	●●	●				
27 G LONGUE 0,40 x 32 mm		●	●					●
27 G LONGUE 0,40 x 35 mm								●●●
27 G LONGUE 0,40 x 42 mm								●
25 G LONGUE 0,50 x 35 mm								●●●
25 G LONGUE 0,50 x 42 mm								●●

●●● Taille préconisée ●● Taille conseillée ● Usage possible

● Disponible en marque propre

EC CERTIFICATE
N° 01085



ISO 14001
EMS 39265



ISO 9001
FM 32741
ISO 13485
MD 80441
FM 86084

SOFIC Division Dental Needle ● 3, rue Jean-Jacques Rousseau ● Boîte postale 282 Aussillon ● 81207 Mazamet Cedex - France
Téléphone (33) 05 63 97 71 65 ● Télécopie (33) 05 63 97 71 66 ● Email = info@sofic.com

SA au capital de 580 000 Euros - RC Castres B 716.720.248 - Siret 716.720.248.00039 - Code Naf 331 B - N° TVA Intracommunautaire FR 71 716.720.248

www.sofic.com



by

SOFIC

aiguille dentaire

TAILLES DISPONIBLES

TYPE D'ANESTHESIE

TYPE D'AIGUILLE

	Sous-muqueuse Zone papillaire	Péri-apicale Vestibulaire Maxillaires supérieur et inférieur	Péri-apicale maxillaire Palatine Maxillaire supérieur	Péri-apicale Linguale Maxillaire inférieur	Intra-osseuse Intra-septale	Intra-ligamentaire	Intra-pulpaire	Anesthésie régionale Tronculaire
30 G EXTRA-COURTE 0,30 x 12 mm	●●●	●	●●		●	●●●		
30 G COURTE 0,30 x 16 mm	●	●●●	●●●	●●●		●	●	
30 G COURTE 0,30 x 21 mm		●●●	●●●	●●●			●●●	
30 G COURTE 0,30 x 23 mm		●●	●●	●			●●	
30 G COURTE 0,30 x 25 mm		●●	●●				●	
27 G EXTRA-COURTE 0,40 x 8 mm	●				●●●	●●●		
27 G COURTE 0,40 x 16 mm		●●	●●	●	●	●		
27 G COURTE 0,40 x 21 mm		●●	●●	●			●	
27 G COURTE 0,40 x 23 mm		●	●	●			●	
27 G COURTE 0,40 x 25 mm		●	●	●				
27 G LONGUE 0,40 x 32 mm		●	●					●●
27 G LONGUE 0,40 x 35 mm								●●

●●● Taille préconisée ●● Taille conseillée ● Usage possible

● Disponible en marque propre

EC CERTIFICATE
N° 01085



ISO 14001
EMS 39265



ISO 9001
FM 32741

ISO 13485
MD 80441
FM 86084

SOFIC Division Dental Needle ● 3, rue Jean-Jacques Rousseau ● Boîte postale 282 Aussillon ● 81207 Mazamet Cedex - France
Téléphone (33) 05 63 97 71 65 ● Télécopie (33) 05 63 97 71 66 ● Email = info@sofic.com

SA au capital de 580 000 Euros - RC Castres B 716.720.248 - Siret 716.720.248.00039 - Code Naf 331 B - N° TVA Intracommunautaire FR 71 716.720.248

www.sofic.com

TYPE D'ANESTHÉSIE

▼
Sous-muqueuse
Zone papillaire

▼
Péri-apicale
Vestibulaire
Maxillaires supérieur
et inférieur

▼
Péri-apicale maxillaire
Palatine
Maxillaire supérieur

▼
Péri-apicale
Linguale
Maxillaire inférieur

▼
Intra-osseuse
Intra-septale

▼
Intra-ligamentaire

▼
Intra-pulpaire

▼
Anesthésie régionale
Tronculaire

TYPE D'AIGUILLE

●	30 G EXTRA-COURTE 0,30 x 12 mm ●●●	●	●●		●	●●●
	30 G COURTE 0,30 x 16 mm	●	●●●	●●●	●●●	● ●
	30 G COURTE 0,30 x 10 mm		●●●	●●●	●●●	●●●
	30 G COURTE 0,30 x 23 mm			●●	●●	● ●
	30 G COURTE 0,30 x 25 mm		●●	●●		●
●	27 G EXTRA-COURTE 0,40 x 8 mm ●				●●●	●●●
	27 G COURTE 0,40 x 16 mm		●●	●●	●	● ●
	27 G COURTE 0,40 x 21 mm		●●	●●	●	●
	27 G COURTE 0,40 x 23 mm		●	●	●	●
	27 G COURTE 0,40 x 25 mm		●	●	●	
	27 G COURTE 0,40 x 32 mm		●	●		
	27 G LONGUE 0,40 x 35 mm					●●
●	25 G LONGUE 0,50 x 35 mm					●●

●●● Taille préconisée

●● Taille conseillée

● Usage possible