

## TYPE D'ANESTHÉSIE

▼  
Sous-muqueuse  
Zone papillaire

▼  
Péri-apicale  
Vestibulaire  
Maxillaires supérieur  
et inférieur

▼  
Péri-apicale maxillaire  
Palatine  
Maxillaire supérieur

▼  
Péri-apicale  
Linguale  
Maxillaire inférieur

▼  
Intra-osseuse  
Intra-septale

▼  
Intra-ligamentaire

▼  
Intra-pulpaire

▼  
Anesthésie régionale  
Tronculaire

## TYPE D'AIGUILLE

●	<b>30 G EXTRA-COURTE</b> 0,30 x 12 mm ●●●	●	●●		●	●●●
	<b>30 G COURTE</b> 0,30 x 16 mm	●	●●●	●●●	●●●	● ●
	<b>30 G COURTE</b> 0,30 x 10 mm		●●●	●●●	●●●	●●●
	<b>30 G COURTE</b> 0,30 x 23 mm			●●	●●	● ●
	<b>30 G COURTE</b> 0,30 x 25 mm		●●	●●		●
●	<b>27 G EXTRA-COURTE</b> 0,40 x 8 mm ●				●●●	●●●
	<b>27 G COURTE</b> 0,40 x 16 mm		●●	●●	●	● ●
	<b>27 G COURTE</b> 0,40 x 21 mm		●●	●●	●	●
	<b>27 G COURTE</b> 0,40 x 23 mm		●	●	●	●
	<b>27 G COURTE</b> 0,40 x 25 mm		●	●	●	
	<b>27 G COURTE</b> 0,40 x 32 mm		●	●		
	<b>27 G LONGUE</b> 0,40 x 35 mm					●●
●	<b>25 G LONGUE</b> 0,50 x 35 mm					●●

●●● Taille préconisée

●● Taille conseillée

● Usage possible