



by

SOFIC

aiguille dentaire

TAILLES DISPONIBLES

TYPE D'ANESTHESIE

TYPE D'AIGUILLE		Sous-muqueuse Zone papillaire	Péri-apicale Vestibulaire Maxillaires supérieur et inférieur	Péri-apicale maxillaire Palatine Maxillaire supérieur	Péri-apicale Linguale Maxillaire inférieur	Intra-osseuse Intra-septale	Intra-ligamentaire	Intra-pulpaire	Anesthésie régionale Tronculaire
		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
30 G	EXTRA-COURTE 0,30 x 12 mm	●●●	●	●●		●	●●●		
30 G	COURTE 0,30 x 16 mm	●	●●●	●●●	●●●		●	●	
30 G	COURTE 0,30 x 21 mm		●●●	●●●	●●●			●●●	
30 G	COURTE 0,30 x 23 mm		●●	●●	●			●●	
30 G	COURTE 0,30 x 25 mm		●●	●●				●	
27 G	EXTRA-COURTE 0,40 x 8 mm	●				●●●	●●●		
27 G	COURTE 0,40 x 16 mm		●●	●●	●	●	●		
27 G	COURTE 0,40 x 21 mm		●●	●●	●			●	
27 G	COURTE 0,40 x 23 mm		●	●	●			●	
27 G	COURTE 0,40 x 25 mm		●	●	●				
27 G	LONGUE 0,40 x 32 mm		●	●					●●
27 G	LONGUE 0,40 x 35 mm								●●

●●● Taille préconisée    ●● Taille conseillée    ● Usage possible

● Disponible en marque propre

EC CERTIFICATE  
N° 01085



ISO 14001  
EMS 39265



ISO 9001  
FM 32741

ISO 13485  
MD 80441  
FM 86084

SOFIC Division Dental Needle ● 3, rue Jean-Jacques Rousseau ● Boîte postale 282 Aussillon ● 81207 Mazamet Cedex - France  
Téléphone (33) 05 63 97 71 65 ● Télécopie (33) 05 63 97 71 66 ● Email = info@sofic.com

SA au capital de 580 000 Euros - RC Castres B 716.720.248 - Siret 716.720.248.00039 - Code Naf 331 B - N° TVA Intracommunautaire FR 71 716.720.248

www.sofic.com