

XL

by

SOFIC

aiguille dentaire

UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE
AU SERVICE DU PATIENT

DIAMÈTRE INTÉRIEUR
PLUS LARGE



SOFIC
DENTAL DIVISION

XL

by

SOFIC

aiguille dentaire



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

● Acier inoxydable conforme ISO 9626

● Triple biseau

● Canule siliconée

● Embase filetée : pas de vis AM ou EU

● Etui et capuchon transparents

● Indicateur de biseau

● Stérilisation à l'oxyde d'Ethylène

● Diamètre interne élargi

● UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE AU SERVICE DU PATIENT

La pratique d'anesthésies sans douleur reste l'un des enjeux majeurs en dentisterie. L'anesthésie locale est au coeur de ce challenge, dans lequel SOFIC tient une place primordiale.

En effet, SOFIC joue un rôle prédominant sur le marché des produits dentaires en développant et distribuant des systèmes d'injection conçus pour une anesthésie alliant confort et efficacité.

C'est une fois de plus pour contribuer au perfectionnement de l'anesthésie que SOFIC a mis au point l'aiguille XL.

● DIAMÈTRE INTÉRIEUR PLUS LARGE

L'aiguille XL by SOFIC possède le même diamètre externe que celui d'une aiguille standard, mais son diamètre interne a été élargi de 38 % pour les 30G et de 42 % pour les 27G (cf. schéma ci-contre).

Autrement dit pour injecter le même débit d'anesthésique, la pression exercée est moindre.

Ainsi, le praticien peut avoir un meilleur contrôle de son geste et du flux injecté, tandis que le patient bénéficie d'une injection plus douce.

L'aiguille XL by SOFIC dispose également d'un indicateur de biseau (triangle dessiné sur l'embase), permettant au praticien de localiser le biseau et de positionner l'aiguille au mieux lors de l'injection.

Il garantit ainsi une meilleure précision lors de la pénétration des tissus, diminuant par là même l'apparition de possibles lésions et le risque de blocage de l'aiguille.





by

SOFIC

aiguille dentaire

TAILLES DISPONIBLES

TYPE D'ANESTHESIE

TYPE D'AIGUILLE

	Sous-muqueuse Zone papillaire	Péri-apicale Vestibulaire Maxillaires supérieur et inférieur	Péri-apicale maxillaire Palatine Maxillaire supérieur	Péri-apicale Linguale Maxillaire inférieur	Intra-osseuse Intra-septale	Intra-ligamentaire	Intra-pulpaire	Anesthésie régionale Tronculaire
30 G EXTRA-COURTE 0,30 x 12 mm	●●●	●	●●		●	●●●		
30 G COURTE 0,30 x 16 mm	●	●●●	●●●	●●●		●	●	
30 G COURTE 0,30 x 21 mm		●●●	●●●	●●●			●●●	
30 G COURTE 0,30 x 23 mm		●●	●●	●			●●	
30 G COURTE 0,30 x 25 mm		●●	●●				●	
27 G EXTRA-COURTE 0,40 x 8 mm	●				●●●	●●●		
27 G COURTE 0,40 x 16 mm		●●	●●	●	●	●		
27 G COURTE 0,40 x 21 mm		●●	●●	●			●	
27 G COURTE 0,40 x 23 mm		●	●	●			●	
27 G COURTE 0,40 x 25 mm		●	●	●				
27 G LONGUE 0,40 x 32 mm		●	●					●●
27 G LONGUE 0,40 x 35 mm								●●

●●● Taille préconisée ●● Taille conseillée ● Usage possible

● Disponible en marque propre

EC CERTIFICATE
N° 01085



ISO 14001
EMS 39265



ISO 9001
FM 32741

ISO 13485
MD 80441
FM 86084

SOFIC Division Dental Needle ● 3, rue Jean-Jacques Rousseau ● Boîte postale 282 Aussillon ● 81207 Mazamet Cedex - France
Téléphone (33) 05 63 97 71 65 ● Télécopie (33) 05 63 97 71 66 ● Email = info@sofic.com

SA au capital de 580 000 Euros - RC Castres B 716.720.248 - Siret 716.720.248.00039 - Code Naf 331 B - N° TVA Intracommunautaire FR 71 716.720.248

www.sofic.com